

Smart Products for Smart Hospital

มั่นใจกับการติดตั้งมาแล้ว มากกว่า 70 โรงพยาบาลทั่วประเทศ



LaboLink Smart OPD

ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณชีพเข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดความแออัดหน้าจุดคัดกรอง

- Effective Flow เพียงแค่ Scan บัตรประชาชน หรือ ยิง barcode HN/VN แล้วทำการวัดความดัน หรือ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ค่าที่วัดได้จะถูกส่งเข้า HIS อัตโนมัติ
- คนไข้สามารถวัดความดันและชั่งน้ำหนักก่อนได้เลย ไม่จำเป็นต้องเปิด Visit number ก่อน ทำให้สะดวกและช่วยลดความแออัดได้มาก
- ทางโรงพยาบาลสามารถเลือกแยกชุด ระบบเครื่องวัดความดัน และ เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทำให้ประหยัดงบประมาณ และ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ

เครื่องวัดความดันสอดแขน Inbody BPBIO320 พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ รุ่น BPBIO320 ใช้งานง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ใช้เทคนิคการวัด Upload-pressurized Automatic sphygmomanometer ทำให้ไม่เจ็บจากการบีบรัดด้วยแรงดันที่มากเกินไป มีความถูกต้องแม่นยำสูง มีเสียงภาษาไทยแนะนำการใช้งานและอ่านค่าการวัด



เครื่องสามารถตรวจวัดความดัน Systolic, Diastolic, Pulse, Mean arterial pressure, Pulse pressure, Pressure Rate Product และแสดงภาวะชีพจรเต้นผิดปกติได้ ใช้ระยะเวลาในการวัดเฉลี่ยเพียง 40 วินาที

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกาย BSM370 พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล

- ▶ ใช้งานง่าย เพียงยืนบนแท่นชั่งน้ำหนัก แกนเลื่อนวัดส่วนสูงจะทำงานอัตโนมัติ
- ▶ ใช้เวลาเพียง 7 วินาที สะดวก รวดเร็ว
- ▶ ช่วงน้ำหนักที่วัดได้ 2-250 กิโลกรัม ส่วนสูง 90-200 เซนติเมตร

