

Automatic Blood Pressure

BLISS BL-B920



เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน

ขนาดกะทัดรัด ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่ และ Adapter สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและพกพา

- **IHD (Irregular Heartbeat Detection)**

แสดงสัญลักษณ์ เมื่อพบอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ

- **WHO Indicator**

แถบสีแสดงผล อ้างอิงตามมาตรฐาน WHO

- **3 Colors Light Indicator**

จอแสดงผล 3 สี เปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามระดับความดันโลหิต ได้แก่ สีเขียว สีส้ม และ สีแดง

- **90 Memories**

หน่วยความจำ 90 ค่า พร้อมแสดงค่าเฉลี่ย 3 ค่าล่าสุด

- **1 Min Energy saving**

ระบบประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 1 นาที หน้าจอจะดับลง

- **ช่องสอดแขนปรับระดับได้**



คุณลักษณะเฉพาะ

หลักการตรวจวัด	Oscillography
แสดงผล	ความดันบน ความดันล่าง ซีพจรและค่าเฉลี่ย 3 ค่าล่าสุด
ช่วงในการวัด	40-280 mmHg (ความดัน) 40-160 ครั้งต่อนาที (ซีพจร)
ความแม่นยำในการวัด	± 5 mmHg (ความดัน) ± 5 % (ซีพจร)
ขนาดแขนที่วัดได้	22 – 36 เซนติเมตร
หน่วยความจำ	บันทึกค่าการวัดได้ 90 ค่า
ขนาดเครื่อง	กว้าง 196 x ยาว 258 x สูง 206 มิลลิเมตร
น้ำหนักเครื่อง	1.1 กิโลกรัม
ระบบความปลอดภัย	ปุ่ม Emergency กรณีต้องการยกเลิกการวัดความดัน