

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ BLISS BLB918

ใช้งานง่าย ตัวเลขใหญ่ แสดงค่าความดันโลหิต ซีพจรและตรวจจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ



TALKING

มีเสียงบรรยายการใช้งานเป็นภาษาไทย



IHD (Irregular Heartbeat Detection) แสดงสัญลักษณ์ ((♥)) เมื่อพบอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่



หน่วยความจำชนิด DUO Memory บันทึกข้อมูลได้ 2 x 120 ค่า พร้อมแสดงค่าเฉลี่ย 3 ค่าล่าสุด



มีเสียงเพลงประกอบขณะวัดสามารถปรับระดับความดังของเสียงได้



ปุ่มกดระบบสัมผัส ใช้งานง่าย

คุณลักษณะเฉพาะ

หลักการตรวจวัด	Oscillometric, Autoinflation
แสดงผล	ความดันบน ความดันล่าง ซีพจร ค่าเฉลี่ย 3 ค่าล่าสุด และสัญลักษณ์หัวใจเต้นผิดปกติ
ช่วงในการวัด	40-280 mmHg (ความดัน) 40-170 ครั้งต่อนาที (ซีพจร)
ความแม่นยำในการวัด	± 3 mmHg (ความดัน) ± 5 % (ซีพจร)
หน้าจอแสดงผล	หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ เปลี่ยนสีตามระดับความดันโลหิตได้ 3 สีคือ แดง, ส้ม และน้ำเงิน
หน่วยความจำ	ชนิด DUO Memory บันทึกค่าการวัดได้ 2 x 120 ค่า
ขนาดเครื่อง	กว้าง 105 x ยาว 125 x สูง 170 มิลลิเมตร
น้ำหนักเครื่อง	470 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
แบตเตอรี่	ถ่านอัลคาไลน์ 4 x AA (แบตเตอรี่ 1 ชุด ใช้งานได้ 250 ครั้ง)
ระบบประหยัดพลังงาน	เครื่องจะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 1 นาที