



Labolink Smart Mobile & Health Screening Service Products

รองรับโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน Homeward และอื่นๆที่ต้องการตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยเครื่องมือชนิดพกพา และหลังจากตรวจวัดเสร็จสามารถส่งข้อมูลผ่าน Application ในมือถือ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของหน่วยให้บริการได้โดยอัตโนมัติ ผ่านระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง

Health Screening Service : Workflow (Patient Journey)




Health Screening Service : Data Flow



- ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพคนไข้หรือประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟราเรด รองรับการใช้งานเพิ่มเติมเครื่องอื่นๆตามความต้องการทางโรงพยาบาล)
- ใช้งานง่าย อสม. ผู้ป่วย หรือ ประชาชนทั่วไป สามารถใช้งานได้เองที่บ้าน เครื่องเชื่อมต่อกับระบบส่งข้อมูล (Labolink Smart Mobile) โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องคีย์ข้อมูล

- สามารถระบุตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน



- รองรับการใช้งานทั้งระบบ IOS และ Androiil



- สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้ทุกระบบ หรือส่งเข้า api ของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
- เครื่องมือทางการแพทย์ทุกเครื่องผ่านมาตรฐานสากล เช่น ISO13485 CE อย.