


Labolink Smart EKG

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบประมวลผลอัตโนมัติเก็บภาพและเชื่อมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ

- สามารถส่งไฟล์ภาพเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
- รองรับทั้ง HN / VN และ AN
- เก็บภาพเป็นไฟล์รูป คมชัด สะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลา scan
- ในกรณีที่ออกหน่วย สามารถบันทึกข้อมูลไว้ภายในเครื่อง และกลับมาส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ
ตัวเครื่องสามารถเก็บข้อมูลได้ 200 ค่า
- ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 3 ขั้นตอน



ไฟล์ภาพที่ต้องการจะส่งเข้าระบบ HIS โดยอัตโนมัติ



มีเครื่องให้เลือกหลายหลายโมเดลตามงบประมาณและการใช้งานของลูกค้า ทุกรุ่นสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลรองรับ Smart Hospital ได้ทั้งหมด



BIONET CardioTouch3000



BIONET Cardio 7




BIONET CardioQ50




BIONET CardioQ70

Simple AUTO workflow



Patient ID



One touch Auto operation

- Auto Interpretation
- Auto Save & Print-out




Patient ID &
worklist orders

PDF, MFER, XML,
JPG, BMP, DICOM

Real time
remote operation



PACS / EMR / HIS



BMS plus