

Smart Products for Smart Hospital

มั่นใจกับการติดตั้ง มากที่สุดในประเทศไทย

Labolink Smart OPD


ระบบเชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณชีพเข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาลอัตโนมัติ

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดกรองผู้ป่วย สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ครบทุกพารามิเตอร์ : ความดันบน ความดันล่าง ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย อุณหภูมิ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (optional)
- ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ สนับสนุน Smart Hospital และ ระบบ Paperless
- รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับ HIS ทุกระบบ และ Workflow การทำงานของโรงพยาบาลทุกรูปแบบ
- คนไข้สามารถมาวัดความดันและชั่งน้ำหนักรอได้เลย ไม่ต้องรอเปิด visit ก่อน ทำให้สะดวกและลดความแออัดได้มาก




ง่ายๆเพียง 2 ขั้นตอน :

1. เสิร์บบัตรประชาชน หรือ Scan Barcode/QR code



2. วัดความดัน หรือ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ค่าที่วัดได้จะถูกส่งเข้า HIS อัตโนมัติ



เครื่องวัดความดันสอดแขน Inbody BPBIO320

พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ รุ่น Inbody BPBIO320 ใช้งานง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น ใช้เทคนิคการวัด Upload-pressurized Automatic sphygmometer ทำให้ไม่เจ็บจากการบีบรัดด้วยแรงดันที่มากเกินไปมีความถูกต้องแม่นยำสูง มีเสียงภาษาไทยแนะนำการใช้งานและอ่านค่าการวัด

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและค่าดัชนีมวลกาย Inbody BSM370

พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล

- ใช้งานง่าย เพียงยืนบนแท่นชั่งน้ำหนักแกนเลื่อนวัดส่วนสูงจะทำงานอัตโนมัติ
- ใช้เวลาเพียง 7 วินาที สะดวก รวดเร็ว
- ช่วงน้ำหนักที่วัดได้ 2-250 กิโลกรัม ส่วนสูง 90-200 เซนติเมตร

