

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิทัล

DEKAY TECH B43H-B

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กชนิดดิจิทัล มีสายวัดความยาวของตัวเด็ก ถอดพับได้



คุณสมบัติเฉพาะ

ขนาด	กว้าง x ยาว x สูง 695 x 330 x 88 mm
ช่วงในการวัด	0.0 – 20 กิโลกรัม
ค่าความละเอียด	5 กรัม
หน้าจอแสดงผล	LCD
แบตเตอรี่	Rechargeable Lithium ion
สายชาร์จ	USB Cable
วัสดุ	พลาสติก ABS